

# اجازه ندهید فوت دراپ شما را محدود کند...



## تیوان سری T102 دستگاه بروطوف کننده افتادگی پا بازگشایی را برمیگیرد...

تکنولوژی پیشرفته این دستگاه به شما کمک می کند تا بتوانید طبیعی تر گام ببرید.

افتدگی پا (فوت دراپ) عارضه ای است که باعث عدم توانایی فرد در بلند کردن مج و انگشتان پای خود به صورت ارادی در هنگام راه رفتن می شود. دستگاه های بروطوف کننده افتادگی پا سری T-102 شرکت تیوان به کاهش مشکلات گام برداشتن ناشی از افتادگی پا در بیماری های زیر کمک می کند:

+ ام اس (MS)

+ سکته مغزی (CVA)

+ ضربه مغزی (TBA)

+ آسیب نخاعی ناقص (SCI)

+ فلچ مغزی (CP)

+ برخی بیماری ها با شیوع کمتر و مکانیسم آسیب عصبی مشابه

دستگاه های بروطوف کننده افتادگی پا سری T-102 شرکت تیوان در حقیقت یک سیستم بسیار پیشرفته اعمال تحریک های الکتریکی کاربردی (FES) می باشد که زیر زانو بسته شده و با تحریک کردن عصب های پا، باعث فعال سازی عضلات و بالا بردن مج و انگشتان پا در هنگام راه رفتن شده و به بیماران کمک می کند تا طبیعی تر و با صرف انرژی کمتر راه روند.

دستگاه های بروطوف کننده افتادگی پا سری T-102 تیوان در جهان می باشد.

درمان سنتی فوت دراپ استفاده از اسپیلنت های مخصوص مج پا (AFO) می باشد. این اسپیلنت ها دارای معایب و محدودیت هایی همچون کاهش دامنه حرکتی مج پا، عدم جلوگیری از آتروفی عضلاتی بوده و استفاده روزمره از آنها دشوار می باشد.

امروزه تنها روش عملی مبارزه با فوت دراپ استفاده از دستگاه های FES است. دستگاه تیوان T-102 از کامل ترین نمونه های FES در جهان می باشد.

دارای حالت های تمرین و ماساژ برای زمان استراحت این دستگاه ها با دارا بودن حالت های کاری تمرین و ماساژ را می دهند که در هنگام نشستن و استراحت کردن نیز عضلات خود را تقویت کنید. با فشردن دکمه های T یا M حالات تمرین یا ماساژ دستگاه فعال شده و باعث تقویت عضلات و جلوگیری از کوتاه شدن تاندون آشیل شما می گردد.

سفر خود را همین امروز آغاز کنید همین امروز با ما تماس بگیرید و جهت تهیه و یا تست دستگاه بر روی خود و مشاهده اثرات آن ثبت نام نمایید.

متخصصین تیوان آماده پاسخگویی به شما عزیزان می باشند.

021 - 26212600  
0902 - tiwanco

## تیوان سری T102 دستگاه بروطوف کننده افتادگی پا بازگشایی را برمیگیرد...

دستگاه های بروطوف کننده افتادگی پا سری T-102 شرکت تیوان بر اساس استانداردهای بین المللی زیر طراحی، ساخته و تایید شده اند:

EN 60601-1 :2012 ISO 14971 :2002

EN 60601-2-10 :2016 ISO 13485 :2016

EN 1041 :2008 ISO 15223 :2016

IEC 62304 :2006

نتیجه استفاده از این دستگاه های افراد مختلف با بیماری های مختلف ممکن است متغیر باشد. برای اطمینان از اینکه چه محدودی برای شما مناسب است با متخصصین تیوان مشورت نمایید. موارد منع مصرف و اختیارات لازم جهت استفاده از دستگاه های بروطوف کننده افتادگی پا سری T-102 شرکت تیوان به صورت آنلاین بر روی وب سایت شرکت به نشانی www.tiwan.ir و همچنین در داخل دفترچه راهنمای این محصولات ذکر شده است.

\* دارای ۱ سال گارانتی و ۵ سال خدمات پس از فروش \*

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه دستگاه های بروطوف کننده افتادگی پا (Foot Drop) سری T-102 شرکت تیوان به وب سایت ما مراجعه نمایید.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

[www.t.me/tavanbakhsh](http://www.t.me/tavanbakhsh)

[www.instagram.com/tiwan.ir](http://www.instagram.com/tiwan.ir)

[www.wa.me/989028492626](http://www.wa.me/989028492626)

تلفن: ۰۹۰۲۴۹۲۶۲۶ پیام رسان: ۰۲۱-۲۶۲۱۲۶۰۰

info@tiwan.ir [www.tiwan.ir](http://www.tiwan.ir)

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه دستگاه های بروطوف کننده افتادگی پا (Foot Drop) سری T-102 شرکت تیوان به وب سایت ما مراجعه نمایید.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

[www.t.me/tavanbakhsh](http://www.t.me/tavanbakhsh)

[www.instagram.com/tiwan.ir](http://www.instagram.com/tiwan.ir)

[www.wa.me/989028492626](http://www.wa.me/989028492626)

تلفن: ۰۹۰۲۴۹۲۶۲۶ پیام رسان: ۰۲۱-۲۶۲۱۲۶۰۰

info@tiwan.ir [www.tiwan.ir](http://www.tiwan.ir)